



Meditsiiniline
nahahooldus

Nahabarjääri taastav hooldus

Naha taastumine
pärast koorimist
laserprotseduure
ja professionaalseid
protseduure

Kliiniliselt tõestatud
Hüpoallergeenne
Hormooni- ja
lõhnaainevaba

ALHYDRAN



BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN

 **BAP Medical B.V.**
Laan van Westenek 64,
NL-7336 AZ Apeldoorn
www.bap-medical.com
Made in Aruba

Product Nr. 20-32050



IFU-ALH-20-32050-003

WWW.ALHYDRAN.COM

EESTI

Nimetus:

ALHYDRAN Barrier Repair Care meditsiiniline kreem nahabarjääri taastamiseks ja tugevdamiseks.

Toote kirjeldus:

- Meditsiiniline kreem, mis aitab kahjustatud naha korral nahabarjääri tasakaalu taastada.
- Kreem tagab optimaalse ja kauakestva niisutuse, pehmendab nahka, tugevdab naha loomulikku kaitsebarjääri ning rahustab nahka kohe.
- Sobib kõikidele nahatüüpidele ja nahaseisunditele järelhoolduseks pärast (meditsiinilisi) nahahooldusprotseduure, nagu koorimised, laser- ja muud professionaalsed protseduurid.
- ALHYDRAN Barrier Repair Care on hüpoallergeenne ega sisalda parabeene, lõhnaaineid ega hormone.

Koostisosad:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera Gel from Aruba), Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerol Stearate, Cetearyl Isononanoate, Decyl Oleate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Polysorbate 60, Glycerin, Beta-Glucan, Sorbitan Stearate, Ceteareth-20, Bisabolol, Propylene Glycol, Allantoin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Tocopheryl Acetate (Vit.E), Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil), Ascorbic Acid (Vit.C), Disodium EDTA.

Omadused:

- ALHYDRAN Barrier Repair Care on niisutav meditsiiniline kreem, mille peamine koostisosa on värselt töödeldud aloe vera geel. Kuna see taastav kreem sisaldab erakordselt suures koguses aloe vera geeli, on ALHYDRAN Barrier Repair Care'il tugevad niisutavad omadused.
- Kreem niisutab nahka kogu päeva ning on rikastatud vitamiinide, looduslike õlide, beetaglükani, bisabolooli ja allantoiiniga.
- Kõik koostisosad aitavad nahka rahustada ning nahabarjääri taastada ja tugevdada.

NÄIDUSTUSED JA KASUTAMINE

Näidustused/kasutusvaldkonnad:

- Järelhoolduse toetamiseks hiljuti (professionaalselt) töödeldud nahal. Näiteks:
 - järelhooldus pärast keemilisi koorimisi ja laserravi;
 - järelhooldus pärast meditsiinilisi või kosmeetilisi protseduure;
 - järelhooldus pärast intensiivseid nahahooldusprotseduure (meditsiinilise) kosmeetikaga.
- Kahjustatud naha järelhoolduse toetamiseks.
- Kergesti ärrituva või tundliku naha toetamiseks.
- Ärritunud ja tundliku naha ennetavaks hoolduseks.
- Naha toetamiseks, mis ei talu enamikku kosmeetikatooteid.
- Naha tugevdamiseks (booster/seerum). Kandke õhuke kiht tavalise päeva- ja/või öökreemi alla.
- Pärast päikese käes viibimist või päikese põletuse korral kandke õhuke kiht nii sageli, kui soovite.

Kasutamishüvited:

- Kandke ALHYDRAN Barrier Repair Care'i õhuke kiht nahale nii sageli kui vaja. Parima tulemuse saavutamiseks kandke kreemi vähemalt kaks korda päevas.
- Veenduge enne kreemi pealekandmist, et nahk oleks puhas ja kuiv.
- ALHYDRAN Barrier Repair Care'i võib kasutada pikema aja vältel.
- Kui pärast mõnenädalast kasutamist ei ole tulemus piisav, võtke ühendust nahaspetsialisti, näiteks nahaterapeudi, perearsti või dermatoloogiga.

OHUTUS JA SÄILITAMINE

Mitte kasutada, kui:

- teil on teadaolev allergia mõne koostisosa suhtes;
- teil on avatud haavad või õmbluste järgsed nahaperforatsioonid, mille korral nahk ei ole veel kokku kasvanud;
- nahk on infitseerunud;
- teil esineb krooniline lööve või ärritus;
- laps on alla 3 kuu vanune.

Erihoiatused:

- Hoida laste eest kättesaamatus kohas.
- Alla 6 kuu vanustel lastel kasutamisel konsulteerige esmalt arstiga.
- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Vältige otsest kokkupuudet silmade ja limaskestadega.
- Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või toode on avatud.

Kõrvaltoimed:

Seni ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Kõigist seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Säilitamine:

- Parim enne kuupäev on märgitud pakendile.
- Hoida temperatuuril alla 25 °C.
- Suure looduslike koostisosade sisalduse tõttu, sealhulgas värske aloe vera geel, võib toode pärast avamist veidi muuta värvust või konsistentsi. See ei mõjuta kreemi nõuetekohast toimimist.

Läbivaatamise kuupäev:

september 2020